


Поликлональное Антитело Против Dlc1 Для Wb И Elisa — Q96Qb1

Артикул: CM0022535



введение

CamelBio поставляет кроличье поликлональное антитело против DLC1 (Q96QB1), валидированное для WB и ELISA. Выявляет DLC1 человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (а. к. 204–463). Идеально подходит для исследований опухолевых супрессоров и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против DLC1
Примечания/синонимы	HP; ARHGAP7; STARD12; p122-RhoGAP; DLC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10395
GeneID	10395
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 204–463 человеческого DLC1 (NP_079043.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q96QB1
Молекулярная масса белка	171 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом