

Поликлональное Антитело Кролика Против Dld/Dldh Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P09622

Артикул: CM0016498



введение

Поликлональное антитело кролика против дигидролипоамиддегидрогеназы, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным белком DLD/DLDH. Подходит для изучения митохондриального метаболизма, сукцинирования гистонов и капацитации сперматозоидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против DLDH/DLD
Примечания/Альтернативные названия	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1738
GeneID	1738
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 36-300 человеческого белка DLDH/DLDH/DLDH/DLD (NP_000099.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09622
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом