

Кроличье Моноклональное Антитело Против Dldh/Dld Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - P09622

Артикул: CM0008314



введение

Кроличье моноклональное антитело против DLDH/DLD (P09622). Для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Подходит для исследований митохондриального дегидрогеназного комплекса и сукцинирования гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLDH/DLD Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1738
GeneID	1738
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 401-500 белка DLDH/DLD человека (P09622).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09622
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом