

Анти-Dldh/Dld Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - P09622

Артикул: CM0026331



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого DLDH/DLD, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Распознают человеческий и мышиный дигидролипоилдегидрогеназу, митохондриальный компонент E3. 54кДа. Идеальны для исследований IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLDH/DLD кролик pAb
Примечания/Псевдоним	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1738
GeneID	1738
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 36-300 человеческого DLDH/DLDH/DLDH/DLD (NP_000099.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09622
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Ледяной пакет