

Поликлональные Антитела Против Dlg1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q12959

Артикул: CM0026706



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого DLG1 (SAP97), для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Перекреагируют с человеческими, мышинными и крысиными белками. Идеально подходят для исследований клеточной полярности, биологии синапсов и сердечной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	DLG1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	hdlg; DLGH1; SAP97; SAP-97; DLG1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1739
ID гена	1739
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого DLG1 (NP_004078.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12959
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Сумка со льдом