


Кроличье Поликлональное Антитело Против Dlg3 Для Вестерн-Блоттинга - Q92796

Артикул: CM0019901



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DLG3 (SAP102), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований синаптической пластичности и обучения. SWISS: Q92796.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLG3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MRX; XLMR; MRX90; NEDLG; SAP102; XLID90; PPP1R82; DLG3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1741
GeneID	1741
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 464-817 человеческого DLG3 (NP_066943.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92796
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	В термосумке со льдом