

Поликлональное Антитело К Dlgap2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9P1A6

Артикул: CM0018232

введение

Кроличье поликлональное антитело к DLGAP2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Нацелено на человеческий белок DLGAP2, постсинаптический каркасный белок, участвующий в организации синапсов. Идеально для нейробиологических исследований и исследований сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к DLGAP2
Примечания/Альтернативные названия	DAP2; SAPAP2; C8orf68; ERICH1-AS1; DLGAP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9228
GeneID	9228
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-800 человеческого белка DLGAP2 (NP_004736.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9P1A6
Молекулярная масса белка	118 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом