

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dlk1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P80370

Артикул: CM0027224



введение

Кроличье поликлональное антитело к DLK1 (P80370), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому и мышинному белкам. Подходит для исследований нейроэндокринной дифференцировки. Источник: Кролик.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к DLK1
Примечания/Альтернативные названия	DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8788
ID гена	8788
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P80370
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В термосумке со льдом