

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Dll1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — O00548

Артикул: CM0017263



введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого DLL1 — лиганда Notch, имеющего ключевое значение для эмбрионального развития и поддержания стволовых клеток. Валидировано для WB, IHC-P и ELISA; перекрёстно реагирует с антигенами мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути Notch, дифференцировки клеток и формирования тканевого паттерна.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLL1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DL1; Delta; DELTA1; NEDBAS; DLL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	28514
GeneID	28514
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130–220 человеческого DLL1 (NP_005609.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00548
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом