

Кроличыи Поликлональные Антитела К Dll3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyj7

Артикул: CM0022649

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку DLL3 человека, подходящие для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с мышами и крысами. Идеально подходят для исследований сигнального пути Notch и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к DLL3
Примечания/Синонимы	SCDO1; DLL3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10683
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520-618 DLL3 человека (NP_058637.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NYJ7
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет