

Кроличья Моноклональная Антитела Против DLL4 Для Вб, Ип, Фц, Ифа - Q9Nr61

Артикул: CM0004726

введение

Кроличья моноклональная антитела против DLL4, валидированная для ВБ, ИП, ФЦ, ИФА. Направлена на человеческий DLL4 — лиганд Notch, участвующий в ангиогенезе и нейрогенезе. Подходит для исследований в области сосудистой биологии и сигнализации Notch.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLL4 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	AOS6; delta4; hdelta2
Вид	Человек
ID гена (человек)	54567
ID гена	54567
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-524 человеческого DLL4 (NP_061947.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NR61
Молекулярная масса белка	75 кДа
Доставка	Холодовой пакет