

Кроличье Поликлональное Антитело Против Dll4 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Nr61

Артикул: CM0013376



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на DLL4 — лиганд сигнального пути Notch, участвующий в ангиогенезе и развитии. Детектирует DLL4 человека, мыши и крысы в вестерн-блоттинге и ELISA. Идеально для исследований в области сосудистой биологии и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против DLL4
Примечания/Альтернативные названия	AOS6; delta4; hdelta2; DLL4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54567
GeneID	54567
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 317-530 человеческого DLL4 (NP_061947.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NR61
Молекулярная масса белка	75 кДа
Доставка	В пакете со льдом