

Поликлональные Кроличьи Антитела Против DLL4 Для Вб, Ифа — Q9Nr61

Артикул: CM0019962



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому DLL4, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для изучения сигнального пути Notch, ангиогенеза и нейrogenеза. Обладают перекрестной реактивностью с человеческим DLL4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLL4 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DLL4, AOS6, hdelta2, delta-подобный белок 4
Вид	Человек
GeneID	54567
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 27-524 человеческого DLL4 (NP_061947.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вб, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NR61
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Айс-пак