


Поликлональные Антитела Против Dlst Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P36957

Артикул: CM0017037



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DLST, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с DLST человека, мыши и крысы — ключевым ферментом 2-оксоглутаратдегидрогеназного комплекса. Подходят для изучения сукцинилирования в митохондриях и ядре.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLST Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DLTS; KGD2; PGL7; DLST
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1743
GeneID	1743
Иммуноген	синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого DLST (NP_001924.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36957
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом