


Кроличье Моноклональное Антитело Против Dlst Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P36957

Артикул: CM0009383



введение

Кроличье моноклональное антитело против DLST для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Валидировано на образцах человека. Детектирует белок ~49 кДа, компонент комплекса 2-оксоглутаратдегидрогеназы, участвующий в цикле Кребса и сукцинировании гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLST Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	DLTS; KGD2; PGL7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1743
GeneID	1743
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P36957
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом