

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dlx2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q07687

Артикул: CM0025720

введение

Кроличья поликлональная антитело против DLX2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Взаимодействует с человеческим, мышиным и крысиным белками. DLX2 — это транскрипционный фактор гомеобокса, участвующий в нейрональной дифференцировке и развитии черепно-лицевой области.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLX2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TES1; TES-1; DLX2
Вид	Человек
ID гена	1746
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого DLX2 (NP_004396.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q07687
Молекулярный вес белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник