

Поликлональные Антитела Против DLX5 Для Вб, Ифа - P56178

Артикул: CM0013656



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого DLX5 — чувствительного к BMP транскрипционного фактора, критически важного для дифференцировки остеобластов и развития костной ткани. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLX5 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SHFM1; SHFM1D; DLX5
Вид	Человек
GeneID (человек)	1749
GeneID	1749
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий участку аминокислотной последовательности от 200 остатка до С-конца человеческого DLX5 (NP_005212.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56178
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С ледяным пакетом