


Анти-Dmap1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q9Npf5

Артикул: CM0002176



введение

Кроличий моноклональный антитело к DMAP1, подходящее для WB и ELISA, нацеленное на ассоциированный с ДНК-метилтрансферазой 1 белок 1 человека (Q9NPF5). Ключевой компонент комплекса гистонацетилтрансферазы NuA4, участвующий в транскрипции, репарации ДНК и апоптозе. Крупная поставка для разработки IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DMAP1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55929
ID гена	55929
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NPF5
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом