

Поликлональное Антитело Против Dmc1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14565

Артикул: CM0026714



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка DMC1, участвующего в мейотической рекомбинации. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований мейоза и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DMC1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DMC1H, LIM15, dJ199H16.1, DMC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11144
ID гена	11144
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого белка DMC1 (NP_008999.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14565
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом