


Кроличья Поликлональная Антитело Против Dmd Для Wb, If-P, Ифа - P11532

Артикул: CM0029745



введение

Кроличья поликлональная антитело против DMD, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P) и ИФА у человека, мыши и крысы. Связывается с дистрофином — цитоскелетным якорем с молекулярной массой 427 кДа, необходимым для целостности сарколеммы мышц. Подходит для исследований нейромышечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DMD Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272
Вид	Человек
ID гена (человек)	1756
ID гена	1756
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 3414–3685 человеческого DMD (NP_003997.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11532
Молекулярная масса белка	427 кДа
Доставка	Ледяной пакет