

Поликлональное Антитело Против Dmp1 Для Wb И Elisa - Q13316

Артикул: CM0021994

введение

Поликлональное антитело CamelBio против DMP1 (Q13316) предназначено для применения в WB и ELISA и нацелено на DMP1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований дифференцировки остеобластов и биоминерализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DMP1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1758
GeneID	1758
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого DMP1 (NP_004398.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13316
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом