

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Dmp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13316

Артикул: CM0016047

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого кислого фосфопротеина дентинного матрикса 1 (DMP1; также известного как DMP-1, ARHP). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с мышью. Идеальны для исследований дифференцировки остеобластов и биоминерализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DMP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1758
ID гена	1758
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 254-513 человеческого DMP1 (NP_004398.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13316
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом