

Поликлональное Антитело К Dmrt1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y5R6

Артикул: CM0025327



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DMRT1 (39 кДа), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для изучения определения мужского пола, сперматогенеза и биологии яичка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DMRT1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DMT1; CT154; DMRT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1761
ID гена	1761
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 134-373 человеческого DMRT1 (NP_068770.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y5R6
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом