


Моноклональное Антитело Против Dmt1/Slc11A2 Для Вестерн-Блоттинга - P49281

Артикул: CM0004956



введение

Кроличье моноклональное антитело против DMT1/SLC11A2 (DMT1, NRAMP2), валидированное для ВБ, ИФ/ИЦХ, ИП и ИФА. Реагирует с человеческим и мышиным белками. Нацелено на двухвалентный металлотранспортер, необходимый для гомеостаза железа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DMT1/SLC11A2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	DCT1; DMT1; ANMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4891
ID гена	4891
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого DMT1/SLC11A2 (NP_000608.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦХ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49281
Молекулярный вес белка	61КДа/62КДа/64КДа/65КДа
Доставка	Сумка со льдом