


Анти-Dmt1/Slc11A2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - P49281

Артикул: CM0017346



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого DMT1/SLC11A2 (NRAMP2), валидированные для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения транспорта железа и гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DMT1/SLC11A2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DCT1; DMT1; ANMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4891
ID гена	4891
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-63 человеческого DMT1/SLC11A2 (NP_001167597.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49281
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сумка со льдом