


Кроличья Поликлональная Антитело Против Dmtf1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y222

Артикул: CM0023121



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого DMTF1, связывающего циклин D транскрипционного фактора семейства Myb, участвующего в остановке клеточного цикла и подавлении опухоли. Подходит для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DMTF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DMP1, DMTF, MRUL, hDMP1, DMTF1
Вид	Человек
GeneID	9988
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 561-760 человеческого DMTF1 (NP_066968.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y222
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	В ледяном пакете