

Моноклональное Антитело К Днк1-Лигазе Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P18858

Артикул: CM0005218



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческой ДНК-лигазы I, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований репарации, репликации и рекомбинации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДНК-лигаза I, кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	LIG1; IMD96; hLig1; ДНК-лигаза I
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3978
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-91 человеческой ДНК-лигазы I (P18858).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18858
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом