

Моноклональное Антитело Против Днк-Лигазы Iii/Lig3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P49916

Артикул: CM0006790



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую ДНК-лигазу III/LIG3 (P49916). Подтверждено для использования в WB, IHC-P, ELISA с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований в области репарации ДНК и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДНК-лигаза III/LIG3 кроличье МАТ
Примечания/Алиасы	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA Ligase III/LIG3
Вид	Человек
GeneID (человек)	3980
GeneID	3980
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческой ДНК-лигазы III/LIG3 (NP_039269.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49916
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	Холодовой пакет