

Кроличье Поликлональное Антитело Против Днк-Лигазы Iii/Lig3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P49916

Артикул: CM0013372



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ДНК-лигазу III (LIG3/LIG2) для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Детектирует белки человека, мыши и крысы. Подходит для исследований репарации ДНК, митохондриальной эксцизионной репарации оснований и MTDPS20.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ДНК-лигазы III/LIG3
Примечания/Альтернативные названия	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; ДНК-лигаза III/LIG3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3980
GeneID	3980
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 254-460 ДНК-лигазы III/LIG3 человека (NP_039269.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49916
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом