


Кроличье Моноклональное Антитело Против Днк-Лигазы Iv Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P49917

Артикул: CM0003250



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую ДНК-лигазу IV (LIG4), валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Важно для исследований репарации ДНК методом NHEJ и V(D)J-рекомбинации, молекулярная масса 104 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против ДНК-лигазы IV
Примечания/Альтернативные названия	LIG4S; ДНК-лигаза IV
Вид	Человек
Gene ID (Human)	3981
Gene ID	3981
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 504-685 человеческой ДНК-лигазы IV (P49917)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49917
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом