


Поликлональные Антитела Кролика Против Днк-Лигазы Iv Для Вб, Игх-П, Ифа - P49917

Артикул: CM0020581



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческой ДНК-лигазы IV (LIG4). Валидированы для ВБ, ИГХ-П и ИФА; проявляют перекрестную реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований негомологичного соединения концов и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к ДНК-лигазе IV
Примечания/алиасы	LIG4S; ДНК-лигаза IV
Вид	Человек
ID гена (человек)	3981
ID гена	3981
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 1 по 210 человеческой ДНК-лигазы IV (NP_002303.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49917
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Холодильный пакет