


Поликлональные Антитела Против Anti-Dna-Pkcs Для Wb, IHC-P, Elisa - P78527

Артикул: CM0016481



введение

Кроличьи поликлональные антитела против каталитической субъединицы человеческого DNA-PK (PRKDC). Валидированы для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Подходят для исследований репарации повреждений ДНК, негомологичного соединения концов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNA-PKcs Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5591
GeneID	5591
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 3993-4128 человеческого DNA-PKcs (NP_008835.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78527
Молекулярный вес белка	469кДа
Доставка	Сумка со льдом