


Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Dna-Pkcs Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ip, If/Icc, Ihc-P, Ифа - P78527

Артикул: CM0003774



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого DNA-PKcs (SWISS: P78527). Валидировано для WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ИФА. Идеально подходит для изучения репарации повреждений ДНК и киназной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNA-PKcs Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5591
GeneID	5591
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 3993-4128 человеческого DNA-PKcs (NP_008835.5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78527
Молекулярный вес белка	469 кДа
Доставка	С ледяным пакетом