

Кроличье Моноклональное Антитело Против Днк-Полимеразы Бета Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P06746

Артикул: CM0007541



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на ДНК-полимеразу бета, подходит для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П и ИФА. Детектирует белок массой 38 кДа в образцах человека, мыши и крысы. Ключевой реагент для исследования эксцизионной репарации оснований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ДНК-полимеразе бета
Примечания/Альтернативные названия	POLB; ДНК-полимераза бета; DNA Polymerase beta
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5423
GeneID	5423
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 236-335 человеческой ДНК-полимеразы бета (P06746)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06746
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом