

Кроличья Поликлональная Антитело Против Днк-Полимеразы Бета Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06746

Артикул: CM0020779



введение

Кроличья поликлональная антитело, валидированная методом КО, направленная против человеческой ДНК-полимеразы бета (POLB). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает образцы человека и мыши. Рекомбинантный иммуноген. Идеально подходит для исследований репарации оснований и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	[Валидировано КО] ДНК-полимераза бета кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	POLB; ta
Вид	Человек
ИД гена (человек)	5423
ИД гена	5423
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-335 человеческой ДНК-полимеразы бета (NP_002681.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06746
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Айс-пак