

Кроличья Поликлональная Антитело Против Субъединицы 4 Днк-Полимеразы Дельты (Pold4/P12) Для Вб, Ифа - Q9Hcu8

Артикул: CM0026168



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против субъединицы 4 ДНК-полимеразы дельты человека (POLD4/p12), подходит для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Полезно для исследования репликации ДНК, репарации и геномной стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	POLD4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	p12; POLDS; POLD4
Вид	Человек
ID гена (человек)	57804
ID гена	57804
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-107 POLD4 человека (NP_066996.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HCU8
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Холодильный пакет