


Поликлональное Антитело Против Днк-Полимеразы Эта Для Вестерн-Блоттинга - Q9Y253

Артикул: CM0019777



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческой ДНК-полимеразы эта (POLH), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований транслезионного синтеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДНК-полимераза эта, кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	XPV; XP-V; RAD30; RAD30A; ДНК-полимераза эта
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5429
GeneID	5429
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 322-520 человеческой ДНК-полимеразы эта (NP_006493.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y253
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом