


Поликлональное Кроличье Антитело Против Днк-Полимеразы Гамма Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P54098

Артикул: CM0027605



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческой ДНК-полимеразы гамма (POLG). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально для исследований репликации митохондриальной ДНК и связанных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело против ДНК-полимеразы гамма (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDP54A; MTDP54B; ДНК-полимераза гамма
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5428
GeneID	5428
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 540-720 человеческой ДНК-полимеразы гамма (NP_002684.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54098
Молекулярная масса белка	140 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом