

Поликлональные Антитела Против Днк-Полимеразы Каппа (Polk) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Ubt6

Артикул: CM0018713



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческой ДНК-полимеразе каппа (POLK, DINP, DINB1). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Направлены на белок репарации ДНК, участвующий в транслесинном синтезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к POLK
Примечания/алиасы	DINP; POLQ; DINB1; POLK
Вид	Человек
ID гена (человек)	51426
ID гена	51426
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого POLK (NP_057302.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBT6
Молекулярная масса белка	99 кДа
Доставка	Холодильный пакет