

Моноклональное Антитело Против Днк-Топоизомеразы I (Top1) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P11387

Артикул: CM0003260



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против ДНК-топоизомеразы I (TOP1). Валидировано для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований хроматина и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДНК-топоизомераза I (TOP1) кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	TOP1; ДНК-топоизомераза I (TOP1)
Вид	Человек
ID гена	7150
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 ДНК-топоизомеразы I (TOP1) человека (P11387).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11387
Молекулярный вес белка	91 кДа
Доставка	Сумка со льдом