

Поликлональное Кроличье Антитело Против Днк-Топоизомеразы I (Top1) Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P11387

Артикул: CM0015030



введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против ДНК-топоизомеразы I (TOP1) человека, для применения в WB, IHC-P, IP и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком мыши. Выявляет белок массой 91 кДа, участвующий в регуляции топологии ДНК и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДНК-топоизомераза I (TOP1), кроличье поликлональное антитело
Примечания/синоним	ТОР1; ДНК-топоизомераза I (TOP1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	7150
GeneID	7150
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого TOP1 (NP_003277.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P11387
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом