


Поликлональные Антитела Против Днк-Топоизомеразы II Альфа (Top2A) Для If/Icc, Ифа - P11388

Артикул: CM0013197



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческой ДНК-топоизомеразы II альфа (TOP2A), валидированные для иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Подходит для исследований в области онкологии и клеточной биологии, распознает белок с молекулярной массой 174 кДа. - P11388

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к ДНК-топоизомеразе II альфа (TOP2A)
Примечания/Алиасы	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; ДНК-топоизомераза II альфа (TOP2A)
Вид реактивности	Человек
ID гена	7153
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1314-1503 человеческой ДНК-топоизомеразы II альфа (TOP2A) (NP_001058.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11388
Молекулярная масса белка	174 кДа
Доставка	Холодоильный пакет