


Кроличий Моноклональный Антитело Против Днк-Топоизомеразы II Альфа (Top2A) Для Вестерн-Блоттинга - P11388

Артикул: CM0012077



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческой ДНК-топоизомеразы II альфа (TOP2A), валидированное для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований клеточного цикла, хроматина и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДНК-топоизомераза II альфа (TOP2A) кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; ДНК-топоизомераза II альфа (TOP2A)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7153
GeneID	7153
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1432-1531 человеческой ДНК-топоизомеразы II альфа (TOP2A) (P11388).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11388
Молекулярный вес белка	174 кДа/178 кДа/179 кДа/183 кДа
Доставка	Сумка-холодильник