

Анти-Dnaja1 Поликлональные Кроличьи Антитела [Валидировано На Ko] Для Wb, If/Icc, Elisa - P31689

Артикул: CM0016910



введение

Поликлональные кроличьи антитела против DNAJA1, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными белками. Подходят для изучения апоптоза, шаперонов и белкового транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] DNAJA1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	DJ-2; DjA1; HDJ2; HSDJ; HSJ2; HSJ-2; HSPF4; NEDD7; hDJ-2; A1
Вид	Человек
GeneID	3301
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 178-397 человеческого DNAJA1 (NP_001530.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31689
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом