


Поликлональные Антитела Anti-Dnaja2 Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - O60884

Артикул: CM0030888



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий DNAJA2 (гомолог DnaJ, член подсемейства A 2). Валидированы для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными образцами. Подходят для исследований шаперонов и фолдинга белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAJA2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	DJ3, CPR3, DJA2, DNAJ, DNJ3, RDJ2, HIRIP4, PRO3015, DNAJA2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10294
ID гена	10294
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 233-412 человеческого DNAJA2 (NP_005871.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60884
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодовая упаковка