

Поликлональные Антитела Против Dnajа3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96Ey1

Артикул: CM0029837



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DNAJA3 (TID1, hTid-1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают DNAJA3 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения апоптоза и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAJA3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	TID1; HCA57; hTID-1; DNAJA3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9093
ID гена	9093
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 221-480 человеческого DNAJA3 (NP_005138.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96EY1
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	С ледяным пакетом