

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Dnajb11 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubs4

Артикул: CM0014266

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий DNAB11 (ERdj3), ко-шаперон эндоплазматического ретикулума. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; также реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований сворачивания белков и стресса эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAB11 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DJ9; EDJ; Dj-9; ERj3; PKD6; ABBP2; ERdj3; ERj3p; ABBP-2; UNQ537; PRO1080; DNAB11
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51726
Идентификатор гена	51726
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 89-358 человеческого DNAB11 (NP_057390.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UBS4
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом