


Поликлональное Антитело Кролика Против Dnajb12 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nhw2

Артикул: CM0014141



введение

Поликлональное антитело кролика против DNAJB12, ко-шаперона, участвующего в сворачивании белков, ERAD и созревании калиевых каналов. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против DNAJB12 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	DJ10; DNAJB12
Вид	Человек
GeneID	54788
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-409 белка DNAJB12 человека (NP_060096.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NXW2
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом