

## Моноклональное Антитело Против Dnajb1/Hsp40 ( ) Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P25685

Артикул: CM0008471



### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого DNAJB1/HSP40. Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии, идеально подходит для изучения шаперон-зависимого сворачивания белков и реакции на тепловой шок. Перекрестная реакция с человеком.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело против человеческого DNAJB1/HSP40                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| ID гена (Человек)         | 3337                                                                                                                             |
| ID гена                   | 3337                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 241-340 человеческого DNAJB1/HSP40 (NP_006136.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | ПЦ (внутриклет.)                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                          |
| SWISS                     | P25685                                                                                                                           |
| Молекулярный вес белка    | 27кДа/38кДа                                                                                                                      |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                   |