

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Dnajb6 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O75190

Артикул: CM0027078



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на DNAJB6, шаперон, вовлеченный в нейродегенеративные и мышечные заболевания. Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Подходят для исследований агрегации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAJB6 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	DJ4, MRJ, Dnaj, Hsj2, HHDJ1, Hsj-2, MSJ-1, LGMD1D, LGMD1E, LGMDD1, DNAJB6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10049
ID гена	10049
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 177-326 белка DNAJB6 человека (NP_490647.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75190
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом